

CHINPULGAS 3 LABITECH

Ectoparasitocida tópico
Líquido concentrado (LC)

PROPIEDADES DE LA FORMULACIÓN

Chinpulgas 3 Labitech es un insecticida, acaricida, adulticida, larvicida, de contacto. Diseñado para controlar moscas, garrapatas, ácaros de la sarna, piojos, pulgas, mosquitos, insectos en general. Se administra directo sobre la piel dorsal de los perros infectados.

REGISTRO: RIP-02-FAR-01193

PRESENTACIONES

Envases de polietileno de 60, 100, 250, 500 ml, 1 l.

COMPOSICIÓN

	% (p/v)
Alfacipermetrina	1 g
Ivermectina	1 g
Imidacloprid	2 g
Excipiente, csp	100 ml

PROPIEDADES FÍSICAS

La fórmula tiene las siguientes propiedades: Apariencia: solución amarillenta transparente. Olor: aromático. Densidad: 1 (p/v). Solubilidad en el agua: ligeramente soluble. pH (20° c): N/A. Empaque: polietileno, polipropileno

FORMA FARMACÉUTICA: solución.

MODO DE ACCIÓN

Chinpulgas 3 Labitech contiene en su composición 3 principios activos:

El componente Imidacloprid es un insecticida translaminar y de contacto. Actúa sobre el sistema nervioso, activando los receptores de la acetocolina nicotínica de los insectos y ácaros ocasionándoles parálisis irreversibles, finalmente su muerte. Puede administrarse por vía tópica porque tiene efecto local o sistémico limitado.

La Ivermectina actúa por contacto en poblaciones tanto de adultos como en estados larvarios parasitarios. No es una molécula ionófora ni inhibidora de la síntesis de proteínas. Tiene afección por el músculo liso y el sistema nervioso motor de los invertebrados, interfiriendo con los procesos de neurotransmisión. Esto ocasiona movimientos incoordinados, parálisis parcial y pérdida irreversible de la movilidad que resulta en mortalidad. También se ha encontrado interferencias en los procesos de ovo posición, así como en la pérdida de la capacidad metamorfofísica, impidiendo alcanzar el estado adulto.

Alfacypermetrina es un insecticida no sistémico, no volátil, que actúa por contacto e ingestión. Se fija a la piel y al contacto con el parásito no permite que se cierren los canales de sodio de sus células nerviosas, lo que hace que los iones Na^+ fluyan libremente en el interior de la neurona, produciendo impulsos nerviosos incontrolables que desembocan en parálisis y muerte. Al aplicarse conjuntamente con imidacloprid e ivermectina se complementa la acción del uno y del otro en el control de insectos y ácaros asociados con la piel.

Chinpulgas 3 Labitech es una alternativa de control sanitario externo aplicable a la piel dorsal de perros infestados con pulgas, piojos o garrapatas.

MODO DE EMPLEO

La eficacia del producto Chinpulgas 3 Labitech, se observó en perros infestados con una cantidad de pulgas de variada intensidad; la mayoría de ellas fueron controladas con la primera aplicación. Remanentes fueron eliminadas con una segunda o tercera aplicación.

El producto debe ser aplicado directo a la piel, por debajo del pelo, en forma homogénea, desde la cabeza, siguiendo el largo de la espalda y de la cola. Aplique preferentemente temprano en la mañana o tarde en la noche.

DOSIS DE APLICACIÓN

1 ml de producto por 10 kg de peso

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Puede aplicar una segunda o tercera dosis cada 7 días después de la primera aplicación.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: LABITECH CÍA LTDA.

Av. Jaime Roldós Aguilera N14-122, Teléfono: (593) 22424570

Dr CASP 24 06



LABITECH CIA. LTDA.

Calle Jaime Roldós Aguilera N14-122 Telfs:

(02) 2424570 - (02) 2421555 - 0999227144

Quito - Ecuador

www.grpharma.com.ec